



# ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

## ZHIVASEPT RAPID MD

### ЖИВАСЕПТ РАПИД MD



**готов за употреба разтвор за бърза дезинфекция  
на повърхности на медицински инструменти и апаратура**

#### Приложение

CE 1639

Живасепт Рапид MD е препарат на алкохолна основа, предназначен за бърза дезинфекция на повърхности на медицински и стоматологични инструменти, повърхности на медицинско оборудване и изделия.

Аерозолната форма на препарата позволява лесно третиране на малки и трудно достъпни повърхности на медицинска апаратура.

Третираните повърхности и предмети могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на експозиционното време, без последващо изплакване с вода.

#### Свойства

Живасепт Рапид MD представлява готов за употреба разтвор, несъдържащ алдехиди, феноли и четвъртични амониеви съединения. Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохоли за постигане на бърза и сигурна дезинфекция. Активните му съставки са биоразградими. Не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е съвместим с различните материали. Препаратът има нисък алергичен потенциал и не оказва дразнещо действие при многократна употреба.

Цвят на препарата:                      Прозрачна течност с приятен аромат  
pH    5.5 – 7.0

#### Състав на препарата

Всеки 100 g Живасепт рапид MD съдържат:

Активни вещества:

45.0 g Пропан 1-ол (CAS 71-23-8)

30.0 g Пропан 2-ол (CAS 67-63-0)

Други съставки:

Инхибитор на корозия, парфюмна композиция, деминерализирана вода

#### Класификация:



# ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Живасепт Рапид MD отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската директива за медицинските изделия 93/42/CEE и е класифициран като медицинско изделие – Class IIb

## Спектър на действие

Живасепт Рапид MD притежава бактерицидно, микобактерицидно (включително туберкулоцидно), вирусоцидно и фунгицидно действие.

Микробиологична активност	Метод на изпитване	Експозиция
Бактерицидно действие ( <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> )	EN 14561	5 min
	EN 13727	1 min
Фунгицидно действие ( <i>C.albicans</i> ,)	EN 14562	5 min
	EN 13624	1 min
Микобактерицидно действие ( <i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i> )	EN 14348 И	1 min
	EN 14563	
Вирусоцидно действие ( <i>Poliovirus 1</i> , <i>Adenovirus 5</i> )	EN 14476	5 min

## Указания за употреба

Живасепт Рапид MD е готов разтвор и се прилага без разреждане. Дезинфекцията се извършва чрез напръскване на медицинските инструменти, повърхностите на медицински изделия и апаратура, посредством спрей помпата на флакона от около 30 см разстояние при време на въздействие 5 минути.

**При прилагането на препарата за дезинфекция на повърхности на медицински изделия и апаратура същите не трябва да бъдат в близост до източници на запалване!**

**Да не се прилага върху неустойчиви на алкохол повърхности.**

След изтичане на времето на въздействие обработените обекти могат да се използват незабавно, без изплакване с вода. В случай, че след изтичане на времето на въздействие по повърхността на обработваните обекти има остатъци от препарата, същите могат да бъдат подсушени.

## Съвместимост с материали:

Препоръчва се използването на продукта за обработка на медицински изделия с повърхности, устойчиви на алкохоли.

## Условия на съхранение

Да се пази далече от достъп на деца. В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, открит огън и нагревателни прибори, при температура от < 30° C. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

## Предпазни мерки



Сигнална дума: **Внимание**



# ЖИВАС ООД

бул. „Асен Йорданов” № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

## **Предупреждения за опасност:**

H226 – Запалими течности и пари

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

H336 – Може да предизвика сънливост или световъртеж

## **Препоръки за безопасност:**

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца

P210 - Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено

P305+P351+P338 – При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате

P337+P313-При продължително дразнене на очите потърсете медицински съвет/помощ

P403+P233-Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява на добре проветриво място

## **Третиране на отпадъчни количества и опаковки**

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

**Опаковка:** Флакони от 750 ml с помпа за разпръскване и туби от 3, 5 и 10 литра.

**Срок на годност:** 3 години

## **ЖИВАС ООД**

1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14

Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507

zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com