



# ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

## ZHIVAHEX SPRAY MD

### ЖИВАХЕКС СПРЕЙ MD

**готов за употреба разтвор за бърза дезинфекция на медицински/стоматологични инструменти и повърхности на медицинско оборудване**



CE 1639

#### Приложение

Живахекс спрей MD е предназначен за бърза дезинфекция на алкохолустойчиви медицински и стоматологични инструменти и на повърхности на медицински изделия и апаратура. Третиранияте обекти могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на експозиционното време, без последващо изплакване с вода.

#### Свойства

Живахекс спрей MD е готов за употреба разтвор не съдържащ алдехиди и феноли. Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохол и бисбигуанид (глюконатна сол). Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори за корозия и не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е съвместим с различните материали. Притежава почти нулев алергичен потенциал.

Външен вид: Бистра бледозелена течност с приятен аромат  
pH 5.0 – 7.0

#### Състав на препарата

Всеки 100 g Живахекс спрей MD съдържат:

Активни вещества:

0.5 g Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0)  
60.0 g Пропан-2-ол (CAS 67-63-0)

Други съставки:

Инхибитор на корозия, парфюмна композиция, оцветител.

#### Класификация:

Живахекс спрей MD отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската директива за медицинските изделия 93/42/CEE и е класифициран като медицинско изделие – Class IIB .

#### Спектър на действие

ЖИВАХЕКС спрей MD притежава мощно бактерицидно (вкл MRSA), микобактерицидно (вкл. Tbc), фунгицидно и вирусцидно (HIV/HBV/HCV) действие.



# ЖИВАС ООД

бул. „Асен Йорданов” № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Микробиална активност	Метод на изследване	Експозиция
Бактерицидно действие ( <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> )	EN 13727	5 min
Бактерицидно (MRSA)	EN 1040	1 min
Фунгицидно действие ( <i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i> )	EN 13624	5 min
Микобактерицидно/туберкулоцидно действие ( <i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i> )	EN 14348	5 min
Вирусцидно действие (HIV/HBV/HCV вируси с обвивка)	EN 14476	1 min

## Указания за употреба

Живахекс спрей MD представлява готов за употреба разтвор. Прилага се чрез напръскване на третираната повърхност или медицински/стоматологичен инструмент, посредством спрей помпата на флакона, до пълно омокряне. Време на въздействие – 5 минути  
След изтичане на времето на въздействие обработените обекти могат да се използват незабавно, без изплакване с вода или подсушаване.

## Условия на съхранение

Да се пази далече от достъп на деца. В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, храни и напитки, при температура от <math><35^{\circ}\text{C}</math>. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

## Предпазни мерки

При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетата.

## Третиране на отпадъчни количества и опаковки

Да не се допуска изпускане на концентрацията в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

## Опаковка:

Флакони от 1000 ml, 750 ml и 200 ml

## Срок на годност:

3 години

## ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14  
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com